



"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

A : **Janisse Fabián** *Kla*
Enc. De Compras
Vía : **Licda. Yorsinia González** *Jor*
Enc. Depto. De ONG y OG

Dirección Financiera y Administrativa

Lic. Jorge Houellemont *JH*

Enc. Depto. Administrativo

Asunto : Remisión criterio de evaluación de sillas de Ruedas.
Fecha : 11 de Julio del 2018.

Después de un cordial saludo, le remito la evaluación técnica de las sillas de ruedas del Hogar de Paso Ángeles Santiago para los fines correspondientes, las cuales fueron evaluadas por la Licda. Stephanie Alvarado, Dra. Ramona de la Cruz y quien emite la Licda. Natalia Asmar.

Evaluando las mismas consideramos que cumplen con los criterios de:

- **Calidad**
- **Durabilidad**

En ese sentido consideramos que se adjudique en base a **calidad y precio**.

Atentamente,

Natalia Asmar
Licda. Natalia Asmar Fermín
Encargada División de Hogares de Paso

CONANI COMPRAS	
Fecha:	<u>11-07-18</u>
Hora:	<u>3:13</u>
Firma:	<u><i>JH</i></u>

A		Oferente	LEC SYSTEM GROUP, S.R.L	
Descripción	criterios	proveedor		Calificación
Artículos	Especificaciones técnicas	Garantía	Tiempo de entrega	
SILLA	Brazos de escritorio desmontable. El reposa piernas se eleva. Ruedas magnéticas sólidas. Antideslizantes. Cansada de mano con bordes en acero cromado. Capacidad hasta 250 LBS. Peso de 48 LBS A 51 LBS. Ancho de asiento de 16 a 20 pulgadas. Profundidad del asiento 17 pulgadas. Medida del asiento 19 pulgadas. Longitud de ancho de 24 a 28 pulgadas. Longitud de altura 53 pulgadas. Ancho de la silla plegada 12 pulgadas. Rueda delantera tamaño 08 pulgadas. Rueda trasera tamaño 24 pulgadas. Descanso de hombro longitud de un escritorio. Altura Trasera 34 pulgadas. Reposapiés con elevación.	90 días	15 días	Cumple
BANDA	Cinturón con cojín suave para sillas de ruedas, diseñado para personas que requieren un cinturón de seguridad mientras están en una silla de ruedas. Restricción de protección de la cintura y el abdomen, evitar que el	90 días	15 días	Cumple

	paciente se caiga. La hebilla del cinturón de seguridad de la silla de ruedas se sujeta y suelta fácilmente, se traba con seguridad y se suelta, simplemente, como los cinturones de seguridad del vehículo. Los cinturones están destinados a ser utilizados como una restricción.			
--	--	--	--	--

B		Oferente	MEDI-EQUIPOS, S.R.L	
Descripción	Criterios	Proveedor		Calificación
Artículos	Especificaciones técnicas	Garantía	Tiempo de entrega	
SILLA	Silla de ruedas de estructura tubular con terminación color azul oscuro martillado. D espaldar reclinable por medio de mecanismo colocado próximo a la empuñadura con ajuste variable. Modelo para ser usado por niños y adultos con dificultad para su desplazamiento o para pacientes con secuelas de ACV, amputados, parapléjicos, Parkinson avanzado, etc. Laterales de la silla desmontables y tipo escritorio para facilitar acceso. Soportes de brazos acolchados. Frenos desplazados en la parte delantera de las ruedas traseras que pueden ser operados por el acompañante o cuidador. Apoyador de cabeza	1 año	30 días	Cumple

	removible. Estructura tubular color azul oscuro martillado de alta resistencia con peso total de 53 libras. Cubierta de Nylon durable de doble relieve, lavable impermeable y desinfectable, en asiento, espaldar, soportes de brazos, piernas y apoyador de cabeza. Dimensiones: Asiento: 16'' de ancho x 17'' de profundidad x 19-1/2'' alto. Espaldar: 23'' de alto x 28-1/2'' de ancho total y ruedas traseras de 34'' de diámetro. Capacidad máxima: 300 libras.			
BANDA	Banda de seguridad para silla de ruedas tamaño 23'' x 6'' alto, suplidor complete medical USA, REF. SC-301200	1 año	30 días	Cumple